

## Wichtige Hinweise: Kotproben richtig ins Labor schicken

### Geeignete Gefäße:

Als Probengefäße eignen sich verschließbare, unzerbrechliche und auslaufsichere Gefäße.



✓ Kotröhrchen



✓ Eppendorf- Röhrchen

### Ungeeignete Gefäße:

Vollkommen ungeeignet sind Alufolie, Plastikbeutel, Ü-Eier und ähnliche Verpackungen. Gefäße aus Glas sind durch Entsorgung und Zerbrechlichkeit ebenso ungeeignet.



x Gefäß aus Glas



x Tüte

**Achtung: Für unsachgemäß versandte Proben halten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro zusätzlich in Rechnung zu stellen!**